




Li StarFish S.r.l.
Via Cavour, 35
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Tel. +39-02-92150794 - Fax. +39-02-92157285
info@listarfish.it - www.listarfish.it

CryoSure- DEX40 Marchio CE 0482.

Soluzione per la criopreservazione delle cellule staminali ematopoietiche da cordone ombelicale, secondo il metodo di Rubinstein et al.

(Rubinstein, P.; Dobrila, L.; Rosenfeld, R.E.; Adamson, J.W.; Migliaccio, G.; Migliaccio, A.R.; Taylor, P.E.; Stevens, C.E. : "Processing and cryopreservation of placental / umbilical cord blood for unrelated bone marrow reconstitution" . Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92 , 10119-10122 (1995))

Confezionato in contenitori multidose, muniti di chiusura flip-off ed anti strappo.

SCHEDA TECNICA	
Contenuto: 55 g/dl di DMSO USP grade, 5 g/dl di Destrano 40 USP Grade, H₂O per iniezione in accordo con le direttive EP	
STERILE in accordo con le direttive EP/USP	
Esente da Pirogeni in accordo con le direttive EP	
Esente da Endotossine in accordo con le direttive EP/USP	
Esente da Mycoplasma in accordo con le direttive EP	
Categoria: dispositivo medico CE0482	
Registrazione repertorio SSN: 377092	
Classificazione CND: B99 – dispositivo per emotrasfusione ed ematologia	
 <p>8 ml Vial</p>	<p>8ml multidose (confezione da 25 pezzi), cod:WAK-DEX40-25 (25 x 8 ml)</p>
<p>Ogni confezione di CryoSure DEX-40 viene sempre accompagnata dal certificato di analisi lotto specifico, che, oltre ai controlli di pirogeni, endotossine e micoplasmici (sopra elencati), descrive il prodotto tramite il seguente profilo:</p> <p>Identità, Colore, Volume, Viscosità, Contenuto: DMSO, Destrano 40, Test dei pirogeni, Test di sterilità, Test per le endotossine (LAL test)</p>	



Li StarFish S.r.l.
Via Cavour, 35
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Tel. +39-02-92150794 - Fax. +39-02-92157285
info@listarfish.it - www.listarfish.it

ATTENZIONE:	
	Sterilizzato per filtrazione sterile
	Non sterilizzare nuovamente
	Seguire le istruzioni d'uso
	Conservare a 2°C/8°C
	Proteggere dalla luce diretta
	Non autoclavare. Non iniettare.
	Non utilizzare se la soluzione non è limpida.